

Kraków 04.07.2025r.

## Dotyczy postępowania pn. „Przegląd urządzenia medycznego PRIMEDIC HEARTSAVE AED połączony z wymianą baterii i elektrod”

W dniu 04 lipca 2025 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści zapytania ofertowego:

*1. Czy pod pojęciem "przegląd" mają Państwo na myśli przegląd realizowany przez autoryzowany punkt posiadający akredytację producenta marki Primedic, czy ma to być jedynie inspekcja gotowości urządzenia podczas wymiany wskazanych elementów eksploatacyjnych. Przegląd serwisowy pełny wymagałby wystania urządzenia do naszej placówki, gdzie znajduje się odpowiednia aparatura umożliwiająca dokonanie pełnego sprawdzenia urządzenia.*

*W przypadku inspekcji, wystarczy wizyta serwisanta na miejscu, który dokona podstawowego sprawdzenia gotowości urządzenia do działania.*

Odp. 1

Na wyświetlaczu (wskaźnik stanu) urządzenia pojawiła się ikona klucza świadcząca, według instrukcji, o konieczności przeprowadzenia przeglądu urządzenia u dystrybutora.

*2. Czy chodzi o jedno urządzenie czy może jest ich więcej?*

Odp. 2

Posiadamy tylko jedno urządzenie.

*3. Model Heartsave posiada dwa warianty elektrod.*

*Czy elektrody jakie znajdują się przy urządzeniu są podłączone do gniazda w urządzeniu czy też jest to starszy model, w którym elektrody posiadają przewód w całości schowany wewnątrz opakowania z elektrodami?*

Odp. 3

Elektrody podłączone są za pomocą wtyczki do gniazda. Zdjęcie wtyczki poniżej.



*4. Czy w zestawie znajduje się tylko jeden komplet elektrod czy też posiadają Państwo dodatkowy, zapasowy komplet elektrod i oczekują Państwo wymianę obu kompletów?*

Odp. 4

Posiadamy tylko jeden komplet i planujemy tylko wymianę bez zakupu zapasu.

**St. Referent ds. technicznych  
Dział Zarządzania Domem Aplikanta**

**Daniel Więcek**